



基因科技（上海）有限公司

Gene Tech (Shanghai) Company Limited A Gene Group Company

Gene Tech

GTpure™ FFPE 组织DNA提取试剂盒

GTpure™ FFPE 组织DNA提取试剂盒采用高效的缓冲液系统和独特的硅胶膜吸附柱，能够有效解决福尔马林交联问题，从石蜡包埋组织、福尔马林固定组织中快速分离高纯度基因组DNA，充分满足PCR扩增、基因型分析、限制性酶切等分子生物学实验的需求。



产品特点：

- 操作流程简便，组织消化后30分钟内即可完成实验
- 有效解决福尔马林交联问题，获得的DNA直接用于下游实验
- 彻底去除污染物和抑制剂，使后续应用实验顺利进行




图1：从石蜡包埋的大肠癌组织中提取的基因组DNA经Nanodrop-ND1000分析图

操作流程





图2：以提取的基因组DNA为模板，PCR扩增K-ras基因片段电泳图。M代表DNA Marker；厂家A代表国外知名品牌试剂盒；GT代表GTPure试剂盒。

订货信息

产品名称	GTpure™ FFPE组织DNA提取试剂盒
包装	50次
货号	GTN-536-050

欢迎联系各地销售人员，索要试用装。

Companion your Personalized Medicine

上海：021-51876181	北京：010-51665161	长沙：0731-84476562
南京：025-83248692	济南：0531-86560825	广州：020-85557829
杭州：0571-87229824	西安：029-82501196	福州：0591-87401258
成都：028-85379310	沈阳：024-2334131	青岛：18660224769
武汉：027-87166462	哈尔滨：18686876228	郑州：0371-86092109
南昌：13970949028		



Gene Tech

基因科技（上海）有限公司

Gene Tech (Shanghai) Company Limited A Gene Group Company