

快速找到层析问题的答案—— GEHC Life Sciences在线层析技术支持全面激活 www.gelifesciences.com/purification_techsupport

GEHC Life Sciences 的层析产品自上世纪50年代上市至今已有五千多种，从实验室研究到生产规模的系统，涵盖不同纯化技术的介质，客户遍及世界的各个角落，为每一个客户提供快速及时地技术支持是我们一直努力的方向。过去由于不同时区和人力资源等因素的限制有时无法快速回答客户的技术问题，现在采用全新的、无需密码可直接进入的全天候技术支持端口，您可以直接进入www.gelifesciences.com/purification_techsupport找到涉及公司层析产品的相关技术资料和问题解决方案。

您有三种途径进入在线层析技术支持：

网址：www.gelifesciences.com/purification_techsupport
公司网页：Home>Support>Chromatography online support
公司网页：Product catalog>Technical support

在线层析技术支持从内容上分三类：

- 2006年推出的生产规模的层析 (Process Chromatography)
- 2007年推出的实验室规模的层析系统 (Laboratory-scale Chromatography Systems)
- 2008年推出的实验室规模的层析柱 (Laboratory-scale Columns)

在线层析技术支持，由产品支持团队专门的资源支持，会不断更新网站内容并扩展到生命科学业务的其它产品。

在线的技术支持将为您带来以下好处：

1. 直接解决实验室和生产规模的层析技术问题
追踪您的搜索结果和您的操作流程，采用统一渠道汇集我们的层析技术支持资源，大大缩短您寻找有关备件、零配件、资料、装柱和测试方法以及其它相关问题答案的时间。
2. 快速找到您想要的答案
简洁的导航、多种图示和专门的搜索功能确保您在数秒钟内找到您想要的答案。站点内容包括：
 - ÄKTA选择指南、流路图和配件盒
 - 层析柱和系统备件包括零配件
 - 技术指标
 - 装柱和测试
 - 层析柱和系统建议
 - 系统维护、答疑和经常遇到的问题及答案
 - 化学品的认证报告

总之：无论您处于什么层析规模，在您需要的时候就能在线找到答案。

Clean-up脱盐层析柱PD10家族

- 提供高重现性、高产量和高纯度的脱盐完全解决方案
- 扩展脱盐和缓冲液更换层析柱的产品选择范围，是蛋白质和多肽样品准备的理想选择
- 处理从2.5 ml到70µl的样品，用于脱盐和缓冲液更换
- 优化的和客户自选的步骤和方法满足蛋白质和下游技术的需要
- 用新的离心方法避免样品稀释

PD MultiTrap™ G-25 96孔板和PD SpinTrap™ G-25离心柱可进行灵活的高通量脱盐，也可用于电泳、液相层析和质谱之前的小规模蛋白质样品制备。PD MiniTrap™ G-10设计用于多肽小分子、蛋白质和寡糖的脱盐、缓冲液更换和清洗，适合100 - 300µl样品体积的盐、染料和放射性标记物的去除，如用于肽质量指纹谱图(PMF)鉴定的蛋白质酶切的多肽混合物的除盐。



订购信息

名称	数量	货号
PD MiniTrap G-10	50 columns	28-9180-10
PD MultiTrap G-25	50 columns	28-9180-11