

小规模抗体纯化完全解决方法



- 提供高重现性、高产量和纯度的抗体纯化完全解决方案
- 用于从广泛的种类和不同样品来源中纯化抗体
- 是用于克隆筛选和纯化方法优化的理想解决方案
- 最优化和标准化的步骤和方法学满足蛋白质和下游技术的需要

Ab缓冲液试剂盒能够和所有含有蛋白质 A和蛋白质 G的HiTrap™, SpinTrap™, UltiTrap™以及SpinTrap一起使用。用于灵活的、小规模抗体样品制备, 如检测试剂和在筛选中的应用。

HiTrap的产品应用于常规层析, SpinTrap理想地应用于台式离心机, 而MultiTrap的设计更适用自动化和机器操作。

订购信息

名称	数量	货号
Ab SpinTrap	50x100µl	28-4083-47
Ab Buffer Kit	1	28-9030-59
Protein G HP SpinTrap	16 columns	28-9031-34
Protein G HP MultiTrap	4x96-well plates	28-9031-35
Protein G HP SpinTrap	16 columns	28-9031-32
Protein G HP MultiTrap	4x96-well plates	28-9031-33
Protein A/G HP SpinTrap Buffer Kit	1	28-9035-67
NHS HP SpinTrap	5 ml medium and 24 empty spin columns	28-9031-28
Streptavidin HP SpinTrap	16 columns	28-9031-30
Streptavidin HP SpinTrap	4x96-well plates	28-9031-31
Collection plate 500µl V-bottom 5x96-well plates (for collection of fractions from MultiTrap)		28-4039-43

用于蛋白质富集和免疫共沉淀的新缓冲液试剂盒



- 提供高重现性、高产量和高纯度的样品富集完全解决方案
- 用于优化蛋白质A、蛋白质 G、链霉抗生物素和NHS的SpinTraps 和 MultiTraps样品富集过程
- 优化的和客户自选的步骤和方法满足蛋白质和下游技术的需要

新的缓冲液试剂盒配合蛋白质A、蛋白质G、NHS和Streptavidin的SpinTrap™ 样品制备产品使用, 可消除准备缓冲液所消耗的时间。优化预装的、一次性使用的离心柱和96孔板, 用于从澄清的细胞裂解液和生物体液中进行小规模蛋白质样品的制备和感兴趣蛋白质的富集。

目标蛋白被固定在填料上的亲和分子吸附, 而且它通过富集步骤能够被纯化几百倍, 这取决于抗体的特异性。



层析柱和缓冲液试剂盒为下游技术如电泳、液相层析和液质联用(液相层析/质谱)之前的灵活的、小规模蛋白质样品制备提供了完善的解决方法。

订购信息

名称	数量	货号
NHS HP SpinTrap Buffer Kit	1	28-9135-69
Streptavidin HP SpinTrap Buffer Kit	1	28-9135-68
Protein A/G HP SpinTrap Buffer Kit	1	28-9135-67