

梅特勒-托利多全力支持 08 北京奥运会



2008年8月8日这令全世界都为之激动的日子即将到来，梅特勒-托利多将为国家体育总局反兴奋剂中心及各大比赛场馆提供了全套的解决方案，全力支持这场体育盛会。

“绿色奥运”梅特勒-托利多天平、酸度计反兴奋剂检测的应用

兴奋剂药物及其代谢物的种类多，变化大，禁用的百余种药物以原体或一个或多个代谢产物的形式存在于人体体液中，而尿液检测由于取样方便，对人无损害，在尿液中的残留药物浓度高于血液中的药物浓度以及其他干扰少等原因，使得尿液检测成为兴奋剂检测中的一个重要手段。pH是尿液样本中的一个重要数值，它和尿液的比重值一起成为判断尿液取样真实性的重要监测指标。但是由于其浓度很低，检测仪器必须有极高的精确度以及良好的数据重复性。梅特勒-托利多的电子天平和酸度计因其良好的精确度和稳定性被世界多家国际A级兴奋剂检测实验室采用。

本次奥运会梅特勒-托利多为国家体育总局反兴奋剂中心提供多台电子天平及

SevenMulti模块化多参数测量仪为兴奋剂检测保驾护航。

“科技奥运 称量无限”梅特勒-托利多的称量技术广泛应用于各大比赛场馆

梅特勒-托利多将为本次奥运会、残奥会提供重量检测的解决方案以及天平、秤等相关称量设备，并与北京市计量科学研究院携手为奥运会各大场馆提供称量技术咨询服务。

梅特勒-托利多向举重、摔跤、拳击、足球、射击等共计25项比赛提供了135台称量检重设备，保障比赛在公平、公正的条件下顺利进行。

“绿色奥运 科技奥运”——梅特勒-托利多将以自己完美的解决方案、高品质的服务以及精良的产品来支持2008北京奥运会。